

127mm

### Wire Cleaning Brushes

For use with all Dr. Brown's Bottle Systems

The wire cleaning brushes are designed specifically to clean the internal vent system (i.e., insert and reservoir), and the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve).

Replace the brush every 24 hours after first use or sooner if bristles become worn or damaged.

**Cleaning:** Safe for dishwasher (top rack only) and electric sterilizers.

**WARNING: Do not use the wire cleaning brush to clean the nipples, as this will cause them to tear. Do not microwave or steam sterilize (autoclave).**



127mm

### Brosses métalliques

Pour usage avec tous les systèmes de biberons Dr. Brown's

Les brosses métalliques sont conçues pour nettoyer les composantes du système d'évent interne (réservoir et raccord), et la soupape d'allaitement bleue à débit unidirectionnel pour nourrisson.

Remplacez la brosse toutes les 24 heures après la première utilisation ou plus tôt si les poils sont usés ou endommagés.

**Nettoyage :** Conviennent au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement) et au stérilisateur électrique.

**AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de brosse métallique pour nettoyer les tétines, car cela causerait des déchirures. Ne mettez pas au micro-ondes et ne stérilisez pas à la vapeur (autoclave).**

### Cepillos de limpieza metálicos

Para usar con todos los sistemas de biberones Dr. Brown's

Los cepillos de limpieza metálicos son diseñados específicamente para limpiar los componentes del sistema de ventilación interna (inserto y tubo del depósito) y la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía).

Reemplace el cepillo cada 24 horas después del primer uso o antes si las cerdas se desgastan o se dañan.

**Limpieza:** Lave en el lavavajillas (solo en la rejilla superior) y en esterilizadores eléctricos.

**¡ADVERTENCIA! No utilice el cepillo de limpieza metálico para limpiar tetinas, ya que causará roturas. No esterilice en el microondas ni al vapor (autoclave).**

©2025 Dr. Brown's Company. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

CLP002\_F2

**Dr. Brown's**  
drbrownsbaby.com

**VENDOR INFORMATION**

Vendor: Sundelight

Substrate: 400g art paperboard

Varnish: None

Bindery: None

Artist: Alayna Date: 10.8.25

1-Spot

